

# 코로나19 예방을 위한 마스크 선택 요령

## • 언제 어떤 마스크를 써야 하나요?

보건용마스크(KF80 이상)	덴탈마스크(수술용마스크) 또는 비말차단용(KF-AD) 마스크	일회용 부직포 마스크 또는 면마스크, 패션마스크
<KF94 이상> • 코로나19 의심자를 돌보는 경우 <KF80 이상> • 의료기관, 약국 방문 시 • 기저질환이 있는 고위험군 • 감염 전파 위험이 높은 직업군 종사자 (대중교통 운전기사, 택배기사, 서비스업 종사자 등) • 대규모 모임, 대중교통 이용 시 등 밀집도가 높은 공간	• 사무실 등 개별 공간 • 혼잡도가 낮은 야외 • 가벼운 장보기 등 사람 간 밀접 접촉이 없는 활동 시	• 기준 제시 불가 (감염 우려가 낮거나, 다른 마스크가 없는 경우 정전기 필터가 포함된 제품 사용이 도움이 될 수 있음)

※ 의약외품 덴탈마스크와 비말차단용 마스크(KF-AD)는 기능 차이는 없습니다. 모양, 색상 등 선호도에 따라 선택하시면 됩니다.  
 ※ 야외 등 밀폐된 공간이 아닌 장소에서 2m 이상 거리 유지가 가능한 경우에는 마스크 착용이 요구되지 않습니다.

## • 종류별로 어떤 차이가 있나요?

	식품의약품안전처 허가	비말감염 예방 효능 (비말 평균 입자 크기 : 5 $\mu$ m 이상)	사용 편의성
보건용마스크 (KF80 이상)	○	• KF99 : 평균 0.4 $\mu$ m 크기의 미세입자 99% 이상 차단 • KF94 : 평균 0.4 $\mu$ m 크기의 미세입자 94% 이상 차단 • KF80 : 평균 0.6 $\mu$ m 크기의 미세입자 80% 이상 차단	• 우수한 밀착력 • 4시간 이상 착용 시 호흡곤란 등 우려
덴탈마스크(수술용 마스크) 또는 비말차단용(KF-AD) 마스크	○	보건용마스크의 55~80% 수준	상대적으로 얇고 숨쉬기 편함
일회용 부직포 마스크 또는 면마스크, 패션마스크	× (공산품 KC인증 등)	확인되지 않음	제품마다 다름