

#별첨1) 다회용 레스피맷 변경 내용

<p>카트리지가 바닥이 넓어져 조립이 용이해 졌습니다.</p>	
<p>1.4 더 길어져 돌리기가 편해 졌습니다.</p>	
<p>약물 표시기로 남은 분사량을 쉽게 확인 할 수 있게 되었습니다.</p>	
<p>카트리지를 6번까지 사용할 수 있습니다.</p>	

#별첨2) 변경 전/후 사진

바헬바 레스피맷	
변경 전	변경후
	콤비팩, 리필팩
<p style="color: blue;">박스</p> 	
<p style="color: blue;">흡입기 전면</p> 	
<p style="color: blue;">흡입기 후면</p> 	

스피리바 레스피맷	
변경 전	변경 후
	콤비팩, 리필팩
<p>박스</p> 	
<p>흡입기 전면</p> 	
<p>흡입기 후면</p> 	